



Glacière Médicale
de sang
MaxPlusAlpha
— AVEC —
Surveillance de
température



ECONOMIQUE



EFFICACE



DURABLE



FABRIQUE AUX
USA

Page Produit :



Glacière Médicale validée avec surveillance de température intégrée.

L'évolution des enregistrements de la chaîne de traçabilité rendue possible par une technologie avancée de surveillance de la température.

La glacière de sang MaxPlus Alpha est utilisée pour garder les produits sanguins au froid pendant les transfusions au bloc opératoire et aux urgences, les trousse de traumatologie, le sang STAT et les produits sanguins stockés au chevet du patient. La glacière maintient les produits sanguins à température précise pendant son utilisation à l'hôpital.

- Conditionnement du sang total, des globules rouges et du plasma réfrigéré.
- Affichage LCD de la température en temps réel.
- Données en continu de la température et de la conformité aux normes
- Accès aux données de température par Bluetooth avec les applications MaxQ (iOS | Android | Windows 10).
- Accès facile aux rapports.
- Certification traçable NIST®
- Protection MaxPlus éprouvée (validation jusqu'à 24 heures).





Page Produit :




Maximisez les économies!

Les glacières MaxPlus combinent performance et commodité sans précédent afin de réduire les pertes de produits sanguins et maximiser les économies

SKU #	Capacité	Dimension	Température	Poids
A12X24-PR	2-10 RBC/PL	13" x 13" x 13"	1 - 6°C	12.4 lbs

Graphique des performances thermiques de la glacière de sang Alpha



Le système comprend:

- Trois packs de gel BPOP
- Deux packs de gel S6
- Une sonde de température tamponnée au glycol
- Un contrôleur principal
- Un câble d'alimentation pour le contrôleur principal
- Une batterie de remplacement pour sonde de température tamponnée au glycol
- Un adaptateur Bluetooth
- Un lecteur de carte SD
- Une bandoulière

“MaxPlus est si simple et si facile à utiliser. Nous avons considérablement réduit notre gaspillage de produits sanguins depuis sa mise en service”

– Centre Médical Harbour UCLA

Distribué par:



50 Valleywood Drive
Markham, Ontario L3R 6E9
800.387.9643
800.268.1150 Français
905.470.2381 Fax
inter-medico.com



www.PackMaxQ.com